



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 U.O.C. Area Tecnica
 Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
 Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
 Tel. 091.6553002
 Email: area.tecnica@policlinico.pa.it
 Web: www.policlinico.pa.it CF e P.IVA: 05841790826

Palermo, 09/12/2025

Al Responsabile dell'U.O.C. Oculistica
 Prof.ssa Vincenza Maria Elena Bonfiglio

E, p.c. Al Direttore dell'Area Economico
 Finanziaria e Patrimoniale f.f.
 Dott. Vincenzo Manzella

U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale
 Dott.ssa Valerio Castiglia
 Tinaglia Epifania

Oggetto: Parere tecnico di dismissione di N. 1 LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE, marca HILL ROM CO INC, modello AVANTGUARD 1400, s/n: HRP0091264, inv. SIC0001672 ubicato presso l' U.O.C. Oculistica

Relativamente all' apparecchiatura di seguito indicata:

INV SIC	APPARECCHIATURA	PRODUTTORE	MODELLO	Numero Seriale	DESCRIZIONE REPARTO DI UBICAZIONE
0001672	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD 1400	HRP0091264	U.O.C. OCULISTICA

Tenuto conto che l' apparecchiatura è obsoleta e come tale non più assistita e assistibile a causa dell' indisponibilità delle parti di ricambio necessarie al ripristino funzionale, e preso atto della comunicazione pervenuta dalla ditta Polygon Spa, che cura la manutenzione di alcune apparecchiature elettromedicali per conto di questa A.O.U.P., pervenuta alla scrivente con Nota Prot. n. 0069532 del 25.11.2025 che si rimette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'inventario e del fuori uso dei beni di proprietà dell'A.O.U. "P. Giaccone di Palermo", approvato con delibera n. 1102 del 09/12/2015, con la presente si comunica il parere tecnico di dismissione dell' apparecchiatura indicata in parola.

Si invita il Responsabile dell'Unità Operativa, qualora tale bene fosse presente nell'inventario patrimoniale aziendale, a comunicare la dismissione di che trattasi al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di questa

A.O.U.P., al fine di consentire allo stesso di avviare le procedure di dismissione/discarico del bene in oggetto. Nel caso in cui tale bene fosse di proprietà universitaria, si chiede di avviare le procedure per la dismissione/discarico dello stesso sulla base del regolamento predisposto dall'Università degli Studi di Palermo.

A seguito della predisposizione dell'atto deliberativo di dismissione da parte del Dirigente Amministrativo ed alla cancellazione dei beni, il Direttore dell'U.O. potrà richiedere la rimozione e lo smaltimento dell'apparecchiatura di che trattasi.

Si raccomanda, al Responsabile dell'Unità Operativa, di mettere il bene in fuori uso e verificare la corretta apposizione dell'opportuna targhetta "APPARECCHIATURA IN FUORI USO" predisposta dalla suddetta ditta.

Infine, nel caso in cui tale apparecchiatura fosse necessaria per garantire il proseguo dell'attività ad essa connessa, si invita il Responsabile dell'Unità Operativa a farne opportuna richiesta di reintegro agli Uffici competenti.

Distinti saluti.

Il RUP
Geometra Carmelo Lanza

Il DEC
Geometra Aldo La Rosa

F.to Ing. Marika Pia Scozzaro

Marika Pia Scozzaro


F.to Ing. Antonella Federico

Antonella Federico

Il Direttore dell' U.O.C. Area Tecnica

Dott.ssa Giovanna Milisenda

Giovanna Milisenda



POLYGON
TECHNICAL SOLUTIONS

Prot. n. 199/2025

Palermo 25/11/2025

c/a Servizio di Ingegneria Clinica Interna

Geom. Aldo La Rosa (D.E.C)

OGGETTO: Affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione della durata di anni 5 (II edizione). Numero Gara ANAC 8453328 - CIG derivato B6642EFBBB, recepita dall'AOUP P.Giaccone con delibera N.423/2025 del 18/04/2025

Proposta di dismissione per apparecchiatura LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE, HILL ROM CO INC, modello AVANTGUARD 1400, s/n: HRP0091264 e sic 0001672 ubicata presso l' UOC OCULISTICA

Facendo seguito alla richiesta di intervento pervenuta dal reparto in oggetto (ODL 178313), con la presente siamo a comunicare quanto segue:

il nostro personale tecnico, prontamente intervenuto, ha riscontrato il guasto dei motori colonne (- All.1 -), ed ha pertanto provveduto a richiedere i necessari ricambi alla casa madre ditta HILL ROM.

La suddetta ditta ha però comunicato (- All.2 -) che il modello AVANTGUARD 1400 è ormai fuori supporto per la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti.

Per quanto su esposto, con la presente proponiamo la dismissione dell'apparecchiatura per impossibilità di ripristinare il corretto funzionamento, a far data dal 24/11/2025.

Vi chiediamo pertanto di attivare urgentemente, per quanto di Vs. competenza, le procedure opportune per il fuori uso della stessa.

Sicuri di una Vs. sollecita attivazione nel merito e a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Polygon SpA

(Francesco Macaluso)

ALLEGATI

- All.1: ns ODL 178313
- All.2: Comunicazione EOS HILL ROM

Polygon S.p.A.
Via Laurentina 458/458
00144 Roma
P. Iva 06915071002

Presidio PPG A.O.U. PAOLO GIACCONE
Centro di Costo 51.01.2 UOSD PS con OBI
Reparto Ubicazione IMI_EX EX IMI
Ubicazione PPG-23-0
Richiedente Pecoraro Dr. **Tel.** **Riferimento** **Tel..**
Nr. Inventario 0001672 LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE **Liv. 1**
Sistema 0001672 LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE
Produttore HILL ROM CO INC **Criticità Apparecchiatura: NON CRITICA**
Modello LTTHILA4 AVANTGUARD 1400
Numero di Serie HRP0091264 **Forma Presenza** ALTRO **Stato App.to** IN SERVIZIO
Data/Ora Richiesta 19/11/2025 13.51 **Richiesta Nr.** RDL0028937
Data/Ora Risposta 19/11/2025 13.51 **Data/Ora INIZIO** 21/11/2025 8.00
Data Concordata 21/11/2025 8.00 **Data/Ora FINE** 24/11/2025 13.00
Nr. Rap. Interno **STATO ODL** Intervento Terminato
Nr. Rap. Esterno **TIPO** MC Manutenzione Correttiva
Sanificata **Ditta**
Data/Ora Autorizzazione ditta Esterna
Problema segnalazione Non funzionano i comandi

DESCRIZIONE RICHIESTA DI LAVORO

FDVAI - 19-11-2025 16:09:13, PECORARO - 19-11-2025 16:08:16

non funzionano i comandi

ADDETTI ASSEGNATI

CODICE **NOME E COGNOME**
 PREGIU00413 GIUSEPPE PRESTIGIACOMO

AZIONI ESEGUITE

ADDETTO **DATA/ORA INIZIO** **DATA/ORA FINE**
GIUSEPPE PRESTIGIACOMO **21/11/2025 8.00** **21/11/2025 9.00**

TIPO AZIONE Intervento non risolutivo

NOTE AZIONE si riscontrano motori colonne bloccati.. si rinvia intervento tecnico in attesa ricambi

GIUSEPPE PRESTIGIACOMO **24/11/2025 12.30** **24/11/2025 13.00**

TIPO AZIONE Intervento non risolutivo

NOTE AZIONE si propone fuori uso app. a seguito comunicazione di casamadre che dichiara il fine supporto

ODL



INV



	CHIUSO DA COSWIN, FIRMA NON NECESSARIA	CHIUSO DA COSWIN, FIRMA NON NECESSARIA
Tecnico		Utilizzatore
		STEPANIA LICAUS.



Hillrom

Date: November 2022

End Of Service Notification: EOS 12.2022

Dear Hillrom Client,

Hillrom always makes every effort to ensure excellent customer service for their customers across the entire product range. As you would expect, this also includes timely notification of the end of a product life cycle and expiry of customer service support for Hillrom products.

In the light of the age of this product line, and the expected lack of components and spare parts, we would like to inform you in this correspondence that the following AVG1200/1400. will reach the End of Service date the 1st July 2023. However, we are already facing difficulties for supplying parts.

We will do our best effort to maintain those parts until dec 2024.

Frames	Description	Production start	Last production	Nbr of years of Service support
LI158/9 A	AVG1200/1400 BED	2002	04/2004	18 years
LI159B	AVG1400 BED	01/2004	05/2004	18 years
LI158B	AVG1200 BED	01/2004	06/2013	09 years

What you still can expect from Hillrom after End of Service date:

- Technical/Customer Service phone support.
- Make our best effort to maintain these assets, depending on parts availability, check part availability on <https://emeaservice.hillrom.com/>.
- Help and guidance on next steps to ensure the best solution within your organization.

If you think about bed's renewal, your personal Hillrom sale contact will be delighted to introduce you to the well-established HR900 Platform beds.

Sincerely,
Hillrom Service Management Team