



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA 05841790826

### AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -  
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502  
e Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it -  
PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 3 defibrillatori amagnetici da destinare all'U.O.C. Diagnostica per Immagini dell'A.O.U.P..

Questa Amministrazione deve acquistare n. 3 defibrillatori amagnetici da destinare all'U.O.C. Diagnostica per Immagini dell'A.O.U.P..

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'alleata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 20/02/2024, al seguente indirizzo mail:  
area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.



Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Chiara Giannobile

**N. 3 DEFIBRILLATORI AMAGNETICI DA DESTINARE ALL'U.O.C. DIAGNOSTICA  
PER IMMAGINI**

SCHEDA TECNICA

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME</b>	<b>CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (si) O MENO (no) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA</b>	<b>EVENTUALI NOTE</b>
Portatile e leggero		
Monitoraggio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECG 12 canali;</li> <li>• HR;</li> <li>• SpO2;</li> <li>• NIBP; temperatura;</li> <li>• EtCO2</li> </ul>		
Cardio versione sincronizzata e pacemaker esterno in modalità fissa o richiesta		
Autotest verifica funzioni		
Stampa report		
Funzionamento anche in condizioni climatiche avverse		
Doppia batteria		
Monitoraggio continuo fino 5 ore		
Display LCD TFT a colori 8.4" ad alta risoluzione		
Messaggi visivi sullo schermo		
Analisi ECG in due modalità: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diagnostica;</li> <li>2. monitoraggio in grado di rimuovere i disturbi causati dal movimento del paziente;</li> </ol>		
Messaggi visivi e vocali in grado di guidare la RCP fino al rilascio della scarica		
Memoria dati		
Software dati ed eventi ECG per la registrazione		
Report automatico prima e dopo il rilascio della scarica		
Piastre riutilizzabili per la		

defibrillazione manuale		
Piastre monouso per la defibrillazione DAE		

**NB: saranno accettate funzioni e caratteristiche equivalenti.**