



Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA 05841790826

AREA PROVVEDITORATO

Via Enrico Toti n° 76 - 90 128 Palermo -
Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502
e Mail : area.provveditorato@policlinico.pa.it -
PEC: provveditorato.aoup@pec.policlinicogiaccone.it

Oggetto: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 1 elettrobisturi ad Argon plasma completo di carrello da destinare all'U.O.C. di Gastroenterologia dell'A.O.U.P.

Questa Amministrazione deve acquistare di n. 1 elettrobisturi ad Argon plasma completo di carrello da destinare all'U.O.C. di Gastroenterologia

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'alleata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo dei prodotti;
- 3) il costo di vendita presso aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo biennio (inviare elenco con la denominazione dell'azienda in cui l'apparecchiatura è stata venduta, il prezzo di aggiudicazione Iva esclusa e l'anno di vendita);

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 10/11/2023, al seguente indirizzo mail:

area.provveditorato@policlinico.pa.it

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile

**N. 1 ELETTROBISTURI AD ARGON COMPLETO DI CARRELLO DA DESTIANRE
ALL'U.O.C.. DI GASTROENTEROLOGIA**

SCHEMA TECNICA

QUANTITÀ	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME	CASELLA IN CUI LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE (si) O MENO (no) LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA	EVENTUALI NOTE
N.1	Generatore ad alta frequenza dedicato alle procedure endoscopiche per il tratto gastro intestinale e bronchiale.		
	8 modalità di corrente monopolare di cui 4 dedicate al taglio/ tagli miscelato e 4 alla coagulazione		
	4 modalità di corrente bipolari di cui una dedicata al taglio e 3 alla coagulazione		
	Selezione dei livelli di effetto per poter gestire tutte le procedure operative in campo endoscopico comprese ESD e POEM		
	Display touch screen		
	Due pedali: 1. Classico dotato di cavo; 2. Wireles;		
	Memorizzazione delle impostazioni preferite		
	Funzione di commutazione remota		
	Scorrimento e selezione delle impostazioni direttamente dal pedale		
	Connessione al modulo argon plasma		
	Unità argon plasma gestibile direttamente dall'elettrobisturi		
	Connessione a bombola di gas argon		
	4 modalità di corrente di coagulazione argon plasma monopolare: continue (Forced Argon e Smart) e pulsate (Pulse Argon slow/fast)		
	Sonda monouso dedicata per colon in grado di effettuare il riconoscimento automatico della sonda una volta connessa		

	all'unità		
	Carrello dedicato per la strumentazione completo di porta bombola, ripiano per elettrobisturi, modulo argon e pompa di lavaggio e cassetto porta accessori		

Saranno prese in considerazione le proposte equivalenti purchè la stessa venga documentata.

La ditta interessata dovrà inoltre quotare il materiale di consumo dedicato.