

SCHEMA PRODOTTI

Si tratta del materiale di consumo necessario al funzionamento del "Sistema per biopsia in posizione prona Hologic", in uso presso la Breast Unit del D.A.I. Chirurgico ed utilizzato anche dalla Senologia Diagnostica ed Interventistica del D.A.I. di Radiologia Diagnostica Interventistica e Stroke.

- Reggi-ago per procedure stereotassiche di biopsia mammaria con ago tranciante 14G x 16 cm, da collocare sugli appositi supporti del sistema stereotassico in dotazione alla struttura al fine di mantenere in asse l'ago durante le operazioni di centraggio e prelievo.
- Reggi-ago per procedure di localizzazione preoperatoria in stereotassi di lesioni non palpabili della mammella con ago/filo tranciante 20-22G, da collocare sugli appositi supporti del sistema stereotassico in dotazione alla struttura al fine di mantenere in asse l'ago durante le operazioni di centraggio.

Il fabbisogno annuo presunto è di:

- N. 50 reggi-ago per procedure stereotassiche di biopsia mammaria con ago tranciante 14G × 16 cm;
- N. 100 reggi-ago per procedure di localizzazione preoperatoria in stereotassi di lesioni non palpabili della mammella con ago/filo tranciante 20-22G;