



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. EPIDEMIOLOGIA CLINICA CON REGISTRO TUMORI

Dipartimento Assistenziale Integrato di Oncologia e Sanità Pubblica - Responsabile: Prof. Francesco Vitale
Laboratori di Riferimento Regionale per la Sorveglianza dell'Influenza, del Morbillo, della Rosolia Congenita e della Tubercolosi
Laboratorio di Riferimento Regionale della Sicilia Occidentale per l'Emergenza COVID-19
Ambulatorio Vaccinale dell'AOUP "P. Giaccone"

Via del Vespro n.133

Tel. 091.6553639

E-mail: registrotumoripalermo@policlinico.pa.it – epidemiologia.registrotumori@policlinico.pa.it

Palermo, 9 giugno 2026

Dott.ssa Chiara Giannobile

Responsabile Area Provveditorato
AOUP "P. Giaccone"

Oggetto: *Richiesta di acquisto di materiale di laboratorio per il funzionamento del "Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle Salmonelle" c/o l'U.O.C. "Epidemiologia Clinica con Registro Tumori" - anno 2026.*

Gent.ma Dott.ssa Giannobile,

in accordo alle note della Direzione Generale dell'AOUP "P. Giaccone" Prot n. 34336 e 34338 del 28/5/2026, al fine di consentire lo svolgimento delle attività del "Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle Salmonelle" individuato presso l'U.O.C. "Epidemiologia Clinica con Registro Tumori", con la presente si chiede cortesemente voler predisporre l'acquisto dei materiali di laboratorio **"infungibili"** di seguito elencati.

Richiesta di acquisto di materiale di laboratorio per il funzionamento del "Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle Salmonelle" c/o l'U.O.C. "Epidemiologia Clinica con Registro Tumori" - anno 2026.

N°	Articolo	Codice	Azienda	Confezionamento	Quantità totale
1	Qubit™ dsDNA Quantification Assay Kits	Q32854	ThermoFisher	500 assays	3
2	Qubit™ Assay Tubes	Q32856	ThermoFisher	500 tubes	3
3	Ion Xpress™ Plus Fragment Library Kit	4471269	ThermoFisher	10 reactions	25
4	Ion 510™ & Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef (2 sequencing runs per initialization)	A34461	ThermoFisher	8 reactions	5
5	Ion 520™ & Ion 530™ ExT Kit-Chef	A30670	ThermoFisher	4 reactions	6
6	Ion 530™ Chip Kit	A27763	ThermoFisher	4 chip	6
7	E-Gel™ Sizing DNA Ladder	10488100	ThermoFisher	100 applications	2
8	E-Gel™ SizeSelect™ II Agarose Gels, 2%	G661012	ThermoFisher	10 gels	12
9	BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit	4337455	ThermoFisher	100 reactions	5
10	Platinum™ Taq DNA Polymerase	10966034	ThermoFisher	600 reactions	5
11	High Sensitivity D5000 ScreenTape	5067-5588	Agilent	100 reazioni	3
12	High Sensitivity D5000 Reagents	5067-5589	Agilent	100 reazioni	3
13	High Sensitivity D1000 ScreenTape	5067-5584	Agilent	100 reazioni	5
14	High Sensitivity D1000 Reagents	5067-5585	Agilent	100 reazioni	5
15	Spectrum Compact Capillary Cartridge, 4-Capillary	CE2340	Promega	1	3
16	Spectrum Compact Buffer	CE2300	Promega	2x1	10
17	Spectrum Compact Polymer7	CE2507	Promega	4x96 wells	5
18	Capillary Preservation Buffer	CE2399	Promega	10 ml	3

Si stima che le quantità richieste siano sufficienti a coprire il fabbisogno del corrente anno solare 2026. Con l'occasione, si chiede voler prevedere la riproposizione della presente richiesta per il prossimo triennio.

In accordo alla Vs. nota Prot. n. 27177 del 28/4/2026, si allega la relazione clinica connessa all'infungibilità.

Ci si riserva di considerare eventuali richieste integrative, **qualora dovessero verificarsi sostanziali variazioni al quadro epidemiologico corrente o presentarsi nuove esigenze, potenzialmente a carattere emergenziale, ad oggi non prevedibili.**

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'U.O.C.
Prof. Francesco Vitale

